


Indikator lista

Skapa en ny datainsamling för vald indikator

Antal datainsamlingar

Meny för vald indikator där du kan exportera data, lista datainsamlingar och se versionshistorik



Visa alla visualiseringar för vald indikator

Pågående datainsamlingar, dra åt vänster för att radera

MyIndicators

Visualiseringar

Inställningar och färdiga indikatorer

Hjälp



Data Insamling

Dra till höger eller tryck på tillbaka pil för att spara datainsamling (Pågående datainsamling)

The screenshot shows a mobile application interface for 'Daglig motion' (Daily Motion). The status bar at the top indicates signal strength, 4G, time 14:23, and 91% battery. The app header has a back arrow on the left, the title 'Daglig motion', and a 'Report' button on the right. The main content area consists of several rows, each representing a data entry field with a dropdown arrow on the right:

- Datum:** 2017-02-26
- Transport till arbetet:** Ingen transport idag. Below this is a help text: 'This is a help text to Transport field'.
- Stillasittande:** Inte på arbetet idag.
- Fysisk aktivitet:** Ingenting idag.
- Poäng:** 2

At the bottom of the screen is a navigation bar with four icons: a bar chart, a pie chart, a gear, and a monitor with a checkmark.

Annotations with blue lines point to the back arrow (labeled 'Dra till höger eller tryck på tillbaka pil...'), the 'Report' button (labeled 'Rapportera datainsamling'), and the 'Poäng' field (labeled 'Fyll i indikator fält beroende på indikator design').

Rapportera datainsamling

Fyll i indikator fält beroende på indikator design



Lista med visualiseringar

Typ av
visualisering



Visa vald
visualisering

Visa alla
visualiseringar
för vald
indikator




List of indicators

Initiate a new data collection for the selected indicator

Numbers of Data collections

Menu for the selected indicator from which you can export data, list data collections and see version history



Show all visualizations for the selected indicator

Ongoing data collection, slide left to delete

MyIndicators

Visualizations

Settings and premade indicators

Help



Data collection

Slide right or press back arrow to save data collection (ongoing data collection)

The screenshot shows a mobile application interface for 'Daglig motion' (Daily exercise). The top status bar displays '3 4G', '14:23', and '91%' battery. The app header is dark blue with a back arrow on the left, the title 'Daglig motion' in the center, and a 'Report' button on the right. The main content area consists of several rows, each with a title, a value, and a dropdown arrow on the right. The rows are: 'Datum' with value '2017-02-26'; 'Transport till arbetet' with value 'Ingen transport idag' and a help text 'This is a help text to Transport field'; 'Stillasittande' with value 'Inte på arbetet idag'; 'Fysisk aktivitet' with value 'Ingenting idag'; and 'Poäng' with value '2'. At the bottom, there is a navigation bar with four icons: a bar chart, a pie chart, a gear, and a monitor with a checkmark.

Field	Value	Action
Datum	2017-02-26	
Transport till arbetet	Ingen transport idag <small>This is a help text to Transport field</small>	Dropdown
Stillasittande	Inte på arbetet idag	Dropdown
Fysisk aktivitet	Ingenting idag	Dropdown
Poäng	2	

Report data collection

Fill out indicator field depending on indicator design



List of visualizations

Type of visualization



Show selected visualization

Show all visualizations for an Indicator

